

Avant d'utiliser votre Rollator et fauteuil de transport 2 en 1, il est essentiel de lire et de se familiariser avec les instructions.



Code	Couleur
(+44) 09 120 7299	Argent
(+44) 09 120 7307	Bordeaux

Poids maximal de l'utilisateur



- A** Poignée de poussée
- B** Poignée à main
- C** Dossier rabattable
- D** Levier de frein
- E** Bouton de réglage de la hauteur de la poignée à main
- F** Ceinture abdominale
- G** Siège rabattable vers le haut
- H** Récepteur de la poignée de poussée
- I** Sac de rangement
- J** Charnière de pliage
- K** Repose-pieds rabattable vers le haut

## Instructions d'assemblage

1. Retirer tout le contenu du carton.
2. Pousser la charnière de pliage (J) jusqu'à ce qu'elle soit droite pour sécuriser le rollator en position ouverte.
3. Insérer une poignée avec le frein à boucle préassemblé dans chaque tube de poignée. Veiller à ce que les câbles de frein passent sur les extérieurs du rollator.
4. Ajuster chaque poignée à la hauteur désirée, en alignant les trous de manière appropriée. Glisser les vis dans les trous depuis l'intérieur du cadre et visser les boutons jusqu'à complète sécurisation. S'assurer que les têtes des boulons sont correctement enfoncées dans les trous.
5. Relevez la poignée de poussée (A) et insérez-la dans le support de réception du cadre (H).
6. Retirez la housse de protection en plastique des pneus.

## Plier le rollator

Le rollator se replie facilement en levant le siège et en tirant sur la sangle noire qui est attachée à l'intérieur du sac.

## Utiliser le frein à main

Remarque : Toujours engager et désengager les freins des deux côtés.

- 1 Pour faire fonctionner les freins, presser simultanément les deux poignées de frein. Cette fonction peut être utilisée pour ralentir ou arrêter le rollator.
- 2 Pour bloquer les freins, pousser simultanément les deux poignées de frein jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Pour libérer les freins, presser simultanément les deux poignées de frein vers le haut.

## Ajuster la hauteur de la poignée

Défaire le bouton de serrage et enlever la vis. Régler la poignée à la hauteur désirée, en alignant les trous de manière appropriée. Placer la vis et visser sur le bouton de serrage jusqu'à ce qu'il soit sécurisé. S'assurer que les têtes des boulons sont correctement enfoncées dans les trous.

## Assise

Avant de s'asseoir, bloquer les deux freins pour empêcher le rollator de rouler. Placez les deux pieds sur le sol et ne pas se pencher vers l'arrière ou sur les côtés.

## Utilisation de fauteuil de transport

S'assurer que le dossier (C) est entièrement inséré dans les récepteurs (H). S'assurer que les pieds sont bien posés sur les repose-pieds rabattables. Remarque : Ne pas se tenir debout sur les repose-pieds. Lors de chaque utilisation du rollator comme fauteuil de transport, toujours veiller à porter la ceinture abdominale (F) fournie.

## Précautions de sécurité

- S'assurer que le rollator est complètement déplié, que le siège est abaissé et que la charnière de pliage est droite pour sécuriser le rollator.
- S'assurer que les deux poignées sont à la même hauteur et que les boutons de serrage sont totalement vissés. Tester la stabilité du rollator avant d'appliquer le poids total sur les poignées.
- Tester le mécanisme de freinage. Lorsque les roues sont bloquées, la plaquette de frein doit empêcher les roues de tourner. Si les roues tournent alors que les freins sont enclenchés, se reporter au point 4 du paragraphe « Entretien » pour consulter les instructions d'ajustement. Quand les freins sont relâchés, les roues doivent tourner librement.
- Ne pas laisser le rollator sans surveillance alors que les freins ne sont pas bloqués.
- Ne pas utiliser rollator comme siège dans un véhicule automobile.
- Toujours enclencher les freins avant de s'asseoir.
- Ne pas s'arrêter, tourner ou aller en marche arrière sur une rampe ou une inclinaison.
- Ne pas prendre de virages serrés.

## Entretien

1. Le rollator doit être vérifié avant chaque utilisation pour s'assurer qu'il n'est pas abîmé ou qu'il ne présente pas d'usure excessive.

Vérifiez les éléments suivants :

- Les poignées ne sont pas desserrées ou abîmées.
- Les câbles de frein ne sont pas abîmés.
- Les roues sont bien fixées et ne sont pas défectueuses ni trop usées.
- Le cadre n'est pas fissuré ni bosselé.
- Le cadre est sécurisé, stable et tous les vis et boulons sont vissés.

Si vous constatez la moindre fissure ou le moindre dommage sur votre rollator, NE PAS L'UTILISER.

2. Vérifiez que toutes les roues et les parties repliables bougent librement.

3. Maintenir le rollator propre en l'essuyant régulièrement avec un chiffon humide.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs.

4. Pour régler la position de la plaquette de frein, desserrer l'écrou de blocage à l'avant de la poignée de frein et tourner l'écrou moleté. L'arrière de la plaquette de frein doit dégager la roue d'environ 3 mm lorsque les freins ne sont pas enclenchés. Serrer l'écrou de blocage.

5. Si nécessaire, n'utilisez que les pièces d'origine fournies par Performance Health International Ltd. ou par un revendeur agréé.

## Garantie

Performance Health International Ltd garantit que le rollator est exempt de vices de matériaux et de fabrication. Cette garantie reste en vigueur pendant 1 an à compter de la date initiale de commande du client.

Cette garantie ne couvre pas :

- Les pièces de rechange fournies par toute personne autre que Performance Health International Ltd ou le distributeur.
- Toute défaillance du rollator pendant la période de garantie si la défaillance n'est pas causée par un vice du matériel ou de fabrication, ou si la défaillance est causée par une mauvaise utilisation.

Performance Health International Ltd des blessures accidentelles ou consécutives ou des dommages à la propriété.

Si vous devez retourner le rollator, il est essentiel qu'il soit correctement emballé pour le protéger pendant le transport, de préférence dans son carton d'origine ; dans le cas contraire, Performance Health International Ltd n'acceptera aucune responsabilité pour les dommages causés au dispositif pendant le transport.

Ceci n'affecte en rien vos droits statutaires.

Ces instructions d'utilisation sont disponibles en gros caractères, veuillez contacter le Service client de Performance Health pour en obtenir un exemplaire.

Veuillez conserver ces instructions à titre de référence ultérieure.

**Manufactured for**  
**Performance Health International Ltd.**  
Nunn Brook Road, Huthwaite,  
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire,  
NG17 2HU, UK.  
**UK:**  
Tel: 03448 730 035  
Fax: 03448 730 100  
[www.performancehealth.co.uk](http://www.performancehealth.co.uk)  
**International:**  
Tel: +44 1623 448 706  
Fax: +44 1623 448 784

**Performance Health Supply, Inc.**  
28100 Torch Parkway Suite 700,  
Warrenville, IL 60555-3938, USA.  
Tel: 1-800-323-5547  
Telefax: 1-800-547-4333

**Performance Health Australia**  
Unit 3, 3 Basalt Road,  
Pembulwuy NSW, Australia 2145.  
Tel: 1300 473 422  
Fax: 1300 766 473

**Performance Health France**  
Zone Industrielle de Montjoly,  
11 Avenue de l'Industrie - CS 40712  
08013 Charleville-Mézières Cedex, France.  
Tel: 03 24 52 61 15  
Fax: 03 24 52 90 34

**PERFORMANCE  
HEALTH** 