

09 109 2097 AA4200 Adjustable Padded Leg Rest Instruction Sheet

Please read these instructions carefully and retain for future reference

Safety

Do not sit or stand on the Leg Rest, the product is not intended to support full body weight.

Installation and Adjustment

These products are supplied flat-packed and are simple to assemble or dis-assemble again without tools, using the instructions opposite:

1. Adjust the legs attached to the padded seat to an angle of 60° by releasing the triangular knob.
2. Remove the two pin clips from the base legs.
3. Slide the leg assembly over the legs attached to the seat. Adjust the legs to the required position and clip through the holes with the pins provided.

4. Angle the padded top to the desired angle and fasten the triangular knob to lock in position.
5. To disassemble, reverse the procedure.

Cleaning and Care

All metal parts may be cleaned using a brush or a cloth, and a solution of mild detergent and disinfectant (e.g. Detox).



Manufactured for: Patterson Medical Ltd, Nunn Brook Road, Huthwaite, Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 2HU, UK.

UK: Tel: 08444 124 330 Fax: 08448 730 1000 www.homecraft-rolyan.com

International: Tel: +44 1623 448 706 Fax: +44 1623 448 784

Patterson Medical Inc. 1000 Remington Blvd., Suite 210, Bolingbrook, IL 60440-5117, USA.
Tel: 1-800-323-5547 Telefax: 1-800-547-4333


PATTERSON
M E D I C A L

F Repose-pieds garni réglable AA4200

Sécurité

Ne vous mettez pas debout et ne vous asseyez pas sur le repose-pieds car il n'a pas été conçu pour soutenir le poids de tout le corps.

Installation et réglage

Fournis en flat-pack, ces produits sont faciles à monter et démonter sans aucun outil en suivant les instructions ci-dessous :

1. Inclinez les pieds fixés au repose-pied garni à un angle de 60° en desserrant le bouton triangulaire.
2. Enlevez les deux clips situés sur le socle.
3. Faites glisser le socle sur les pieds fixés au repose-pieds. Réglez les pieds dans la position requise et attachez-les en enfonceant les clips fournis à travers les trous.

ES DescansaPies Acolchado Ajustable AA4200

Seguridad

No se siente ni se suba en el Descansa Pies porque este producto no está hecho para soportar el peso del cuerpo.

Instalación y Ajuste

Estos productos se suministran en un envase plano y es muy sencillo montarlos o desmontarlos otra vez sin herramientas; basta con observar las instrucciones siguientes:

1. Ajuste las patas unidas al asiento acolchado a un ángulo de 60° soltando el pomo triangular.
2. Retire las dos clavijas de pinza de la base de las patas.
3. Deslice el ensamblado de la pata a lo largo de las patas

D Beinhocker AA4200

Sicherheit

Setzen oder stellen Sie sich keinesfalls auf den Beinhocker. Das Produkt ist nicht zur Stützung des vollen Körpergewichtes vorgesehen.

Zusammenbau und Einstellung

Diese Produkte werden flachverpackt geliefert und lassen sich ohne Werkzeuge leicht zusammen- und wieder auseinanderbauen. Folgen Sie bitte den nachstehenden Anleitungen:

1. Stellen Sie die am Polstersitz befestigten Beine durch Lösen des Dreiecks-Knopfes auf einen Winkel von 60° ein.
2. Ziehen Sie die beiden Stiftklemmen aus den Fußteilen heraus.
3. Schieben Sie die Fußteile über die am Sitz befestigten Beinteile. Stellen Sie die Beine auf die gewünschte Position ein und führen Sie die mitgelieferten Stiftklemmen in die entsprechenden Haltelöcher ein.

I Appoggiagambe imbottito regolabile AA4200

Sicurezza

Non sedersi o salire in piedi sull'appoggiagambe; il prodotto non è studiato per sostener il peso di tutto il corpo.

Installazione e regolazione

Questi prodotti vengono venduti smontati in confezioni piatte e sono facili da montare e smontare, senza l'uso di attrezzi, in base alle seguenti istruzioni:

1. Regolare le gambe del sedile a un'angolatura di 60 gradi allentando il pomello triangolare.
2. Togliere le due mollette a spina dalle gambe di base.
3. Far scorrere il complessivo delle gambe sopra le gambe fissate al sedile.

NL Justérbar polstret benstøtte AA4200

Advarsel :

Benstøtten er ikke beregnet til at sidde eller stå på, da den ikke kan bære kroppens fulde vægt.

Samling og regulering

Disse produkter leveres i en flad pakke og kan let samles eller skilles ad uden brug af værktøj. Se nedenstående instruktioner:

1. Løsn den trekantede skrue og indstil benene i en vinkel på 60° i forhold til puden.
2. Fjern de to metalstifter i det vandrette stel.
3. Skub det vandrette stel over benene der er fastgjort til sædet. Regulér

4. Inclinez le repose-pieds garni à l'angle voulu et serrez le bouton triangulaire pour l'immobiliser.
5. Pour le démontage, faites l'inverse.

Nettoyage et entretien

Toutes les pièces métalliques peuvent se nettoyer avec une brosse ou un chiffon et une solution de détergent doux et de désinfectant.

unidas al asiento. Ajuste las patas en la posición deseada y círrelo en los agujeros con las pinzas proporcionadas.

4. Ponga el asiento acolchado en el ángulo deseado y apriete el pomo triangular para que se cierre en su sitio.
5. Para desmontarlo invierta este procedimiento.

Limpieza y Cuidado

Todas las partes de metal se pueden limpiar con un cepillo o un trapo y la mezcla de un detergente y desinfectante suave.

4. Bringt die Polsterfläche auf den gewünschten Neigungswinkel und drehen Sie den Dreiecksknopf fest, um diese Position beizubehalten.
5. Um den Hocker auseinanderzunehmen sind die vorstehend beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchzuführen.

Reinigung und Pflege

Alle Metallteile können mit einer Bürste oder einem Lappen und einer milden Reinigungs- und Desinfektionsmittellösung gereinigt werden.

Regolare le gambe fino a raggiungere la posizione desiderata e inserire le spine fornite nei fori.

4. Regolare la parte superiore imbottita in base all'angolatura desiderata e stringere il pomello triangolare in posizione di chiusura.
5. Per smontarlo, ripetere il procedimento al contrario.

Pulizia e manutenzione

Tutte le parti metalliche possono essere pulite con una spazzola o un panno, e una soluzione di detersivo delicato e disinfettante.

benene i den ønskede position og indsæt metalstifterne.

4. Indstil sædet i den ønskede vinkel og stram den trekantede skrue.
5. For at skille støtten ad, gentages disse instruktioner modsat.

Vedligeholdelse

Alle metaldele kan rengøres med en børste eller en klud og mild sæbe.