

Déambulateur 4 roues premium

*Réf. 09 143 9314
ou Réf. 21539*

LPPR 1285619
TVA 10%



Caractéristiques

- Poids : 7kg
- Couleur : gris argenté
- Cadre en aluminium
- Poignées réglables en hauteur
- Siège
- Panier filet de rangement à l'avant
- Accessoire porte-canne inclus
- Barre de sécurité rembourrée
- Poignées ergonomiques confortables
- Système de freinage arrière avec boucles aux poignées
- Reste en position droite lorsqu'il est replié
- Ø roulettes 165mm (arrière) ; 195mm (avant)
- Poids maximum de l'utilisateur 130kg

Dimensions

Hauteur totale	810-930mm
Largeur totale	660mm
Profondeur totale	680mm
Hauteur du siège	610mm
Largeur du siège	460mm
Profondeur du siège	200mm

Garantie

1 an à partir de la date d'achat