

<b>CODE</b>	<b>FIS3096</b>
<b>DENOMINATION DU PRODUIT</b>	<b>PARAVENT</b>



<b>CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALES</b>	<b>DIMENSION PRODUIT</b>
<p>Paravent 3 volets repliables. Cadre tube acier chromé. Toile blanche lavable.</p> <p><b>CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES</b>            Diamètre tube en acier : ø 2,2 cm            Dimensions 3 panneaux : 65 cm            Toile 100% coton</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Hauteur totale : 185 cm</li> <li>❖ Largeur utile : 195 cm</li> </ul>

<b>FABRICANT</b>	<b>CERTIFICATION FABRICANT</b>
<p>FISIOTECH SRL            Siège Via Valdoni, 19 Cimavilla di Codognè (TV).            Siège d'exploitation et administratif : Via Toniolo, 44/E-F            31028 VAZZOLA (TV)</p>	<p>ISO 9001</p>