



## Orthèses à pression pour adulte - Urias™

Réf : 091006519

### Description du produit

Faciles à appliquer. Exercent une pression thérapeutique sur les bras, jambes, mains et pieds pendant une rééducation neurologique.

- Double chambre PVC lavable
- Fermeture en plastique transparent (pour faciliter le positionnement)
- S'appliquent d'abord sur le membre du patient, puis se gonflent
- Lors du gonflage, la couche intérieure (douce) moule parfaitement au membre
- Se gonfle à la bouche avec le bec et le filtre ou avec une pompe manuelle
- La pression ne doit pas excéder 40mm/Hg

• **Avantages :**

- Développement anormal de la tonicité. Appliquer pour les lésions cérébrales causées par un traumatisme. Inhibent la spasticité, assistent les mouvements, supportent le poids du corps et réduisent les oedèmes. La force dynamique encourage le rétablissement des sens en stimulant les propriocepteurs
- Inhibe le développement des contractures dues aux désordres neurologiques. Une fois la contracture présente, l'orthèse s'utilise pour étirer et positionner le membre, en réduisant progressivement la déformation.
- La taille se détermine en mesurant la long du membre
- Orthèses à chambre simple ou double. La chambre simple exerce une pression autour du membre. La chambre double offre une variété de points de pression dans 2 chambres séparées pour diriger la tonicité de l'extension et de la flexion

### Spécificités techniques

EAN 5028318237203

TVA 20 %

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Désign.    | Adulte - main sans fermeture |
| Chambre    | Double                       |
| Long.      | 20cm                         |
| Sans latex | Oui                          |
| Top vente  | Oui                          |