



## Chaise percée Carry™ Tumble Forms2™

Réf : 081012038

Marque : Sammons Preston



### Description du produit

- Se place au-dessus des toilettes ou s'utilise comme chaise percée
  - La forme du siège permet de laisser les jambes en flexion, encourageant ainsi le travail de la vessie et des intestins
  - Pour une utilisation à domicile ou en institutionnel
  - Le siège anti-poussée maintient les hanches dans une bonne position
  - Les supports latéraux et le plateau stabilisent le tronc
  - Le seau en élastomère souple se retire facilement
  - Le siège en mousse haute densité Tumble Forms2 est sans couture, non toxique, lavable et résistant aux tâches et à l'urine
  - Le cadre est en métal
  - Les quatre roulettes à freins sécurisent les transferts
  - Trois tailles de chaises disponibles (pour enfants jusqu'à 1m73 et 59kg)
- 
- La chaise Carry Tumble Forms2 est livrée avec :
    - un plateau ajustable
    - un repose-pieds réglable en hauteur
    - un pare-éclaboussures amovible
    - un repose-tête ajustable
    - un harnais de hanches et de poitrine

- un seau amovible

## Spécificités techniques

EAN	5028318230976
TVA	20 %
LPPR	1243302 (102.62 € TTC)
Dim. int. Siège (L x l x h)	76 x 33 x 30,5cm
Haut. Totale	1m27
Taille Enfant	Jusqu'à 1m47
Larg. Siège	41,5cm
Larg. Totale	48cm
Modèle	Medium
Poids	27kg
Poids maximum	45kg