



Chaise percée **Carrie™ Tumble Forms2™**

Réf : 081012053

Marque : Sammons Preston



Description du produit

- Se place au-dessus des toilettes ou s'utilise comme chaise percée
 - La forme du siège permet de laisser les jambes en flexion, encourageant ainsi le travail de la vessie et des intestins
 - Pour une utilisation à domicile ou en institutionnel
 - Le siège anti-poussée maintient les hanches dans une bonne position
 - Les supports latéraux et le plateau stabilisent le tronc
 - Le seau en élastomère souple se retire facilement
 - Le siège en mousse haute densité Tumble Forms2 est sans couture, non toxique, lavable et résistant aux tâches et à l'urine
 - Le cadre est en métal
 - Les quatre roulettes à freins sécurisent les transferts
 - Trois tailles de chaises disponibles (pour enfants jusqu'à 1m73 et 59kg)
-
- La chaise Carrie Tumble Forms2 est livrée avec :
 - un plateau ajustable
 - un repose-pieds réglable en hauteur
 - un pare-éclaboussures amovible
 - un repose-tête ajustable
 - un harnais de hanches et de poitrine

- un seau amovible

Spécificités techniques

EAN	5028318942121
TVA	20 %
LPPR	1243302 (102.62 € TTC)
Dim. int. Siège (L x l x h)	84 x 41 x 35,5cm
Haut. Totale	1m36
Taille Enfant	Jusqu'à 1m73
Larg. Siège	47cm
Larg. Totale	58cm
Modèle	Large
Poids	36kg
Poids maximum	59kg