



Attelle dorsale de blocage Rolyan® taille M

Réf : 081268721

Marque : Rolyan®



Description du produit

Prêtes à être chauffées et moulées. Faciles à utiliser. Véritable gain de temps. Elles peuvent être inversées pour une application sur main gauche ou droite. Pour déterminer la taille, mesurer la largeur entre l'index et le cinquième MCP.

Guide de mesure

- Taille S : 7,6 – 8,9cm
- Taille M : 8,9 – 10,8cm
- Taille L : ?11,4cm

- Immobilise le poignet, les articulations MCP et IP après réparation des tendons fléchisseurs
- Le pouce reste libre de tout mouvement
- La ligne palmaire apporte un support maximum des métacarpes et empêche la migration distale de l'attelle

Spécificités techniques

EAN	5028318359585
TVA	5.5 %
LPPR	Code générique: 2116741 (58.32 € TTC), Code individuel:

7181157 (58.32 € TTC)

Modèle Polyflex II - Taille M

Matériau Polyflex II

Ép. 3,2mm

Type Pleine

Taille M

Couleur Blanc

Condit. 3

Sans latex Oui