



## Attelle dorsale de blocage Rolyan® taille S

Réf : 081268671

Marque : Rolyan®



### Description du produit

Prêtes à être chauffées et moulées. Faciles à utiliser. Véritable gain de temps. Elles peuvent être inversées pour une application sur main gauche ou droite. Pour déterminer la taille, mesurer la largeur entre l'index et le cinquième MCP.

Guide de mesure

- Taille S : 7,6 – 8,9cm
- Taille M : 8,9 – 10,8cm
- Taille L : ?11,4cm

- Immobilise le poignet, les articulations MCP et IP après réparation des tendons fléchisseurs
- Le pouce reste libre de tout mouvement
- La ligne palmaire apporte un support maximum des métacarpes et empêche la migration distale de l'attelle

### Spécificités techniques

EAN	5028318359561
TVA	5.5 %
LPPR	Code générique: 2116741 (58.32 € TTC), Code individuel: 7181157 (58.32 € TTC)
Modèle	Polyflex II - Taille S

Matériau	Polyflex II
Ép.	3,2mm
Type	Pleine
Taille	S
Couleur	Blanc
Condit.	3
Sans latex	Oui