



## Rembourrage Polycushion™ Rolyan®

Réf : 081419258

Marque : Rolyan®

### Description du produit

- Rembourrage doux
- Permet de doubler les orthèses thermoformables
- S'utilise pour les applications générales de rembourrage et les patients hypersensibles à la chaleur ou à la pression
- Mousse à cellules ouvertes
- Auto-adhésif
- Se coupe facilement aux ciseaux

### Spécificités techniques

EAN	5028319240332
TVA	20 %
Modèle	Ep. 3,2 cm - Noir
Dim. (L x l)	61 x 45 cm
Couleur	Noir
Ép.	3,2mm
Condit.	4 feuilles
Sans latex	Oui

Top vente

Oui