



## Rembourrage repositionnable Polycushion™

Réf : 081263573

Marque : Rolyan®

### Description du produit

- Rembourrage doux
- Peut être utilisé pour la réalisation de bordure
- Se coupe facilement aux ciseaux
- Mousse à cellules ouvertes
- Auto-adhésif et repositionnable si besoin sans laisser de trace de colle
- Lavable

### Spécificités techniques

EAN	5028318357246
TVA	20 %
Modèle	ép. 3.2 mm - Beige
Dim. (L x l)	61 x 45 cm
Couleur	Beige
Ép.	3,2mm
Condit.	4 feuilles
Sans latex	Oui

Top vente

Oui