



Charnière de poignet incrémentale Rolyan®

Réf : 081268622

Marque : Rolyan®



Description du produit

- Peut être à mobilité libre avec butée de fin de course ou statique pour prévenir la tension sur les tendons et les nerfs atteints
 - Réglage de l'extension totale à la flexion totale par incréments de 10°, marqués sur la charnière
 - Excellente suite au protocole de réparation à 4 plans des tendons
 - La charnière se fixe à l'attelle en 2 parties (non incluse) pour positionner le poignet avec le degré de flexion ou d'extension désiré
 - La vis de réglage permet des réglages simples de la charnière
 - Longueur ajustable en fonction de la taille des mains
 - Non recommandée pour les cas de spasticité grave
 - **Sont inclus** : une charnière de poignet métallique, des vis de réglage et des vis de fixation
- **Indications** : fractures et luxations du poignet, fractures de la base des MCP, enraidissements / raideurs ou contractures du poignet, suite à l'interventions sur des tendons et des nerfs ou sur le canal carpien

Spécificités techniques

EAN	5028318359523
TVA	20 %
Désign.	Poignet gauche
Top vente	Oui