



Orthèse d'extension de doigt Sof-Stretch™ Rolyan®

Réf : 081304690

Marque : Rolyan®

Description du produit

Caractéristiques :

- Fournit une force dynamique pour aider l'extension de la 1ère interphalangienne avec une extension minimum de l'articulation MCP
- Idéale en cas de raideur de l'IPP et de syndrome de la boutonnière
- Un "P" sur le coussinet proximal indique qu'il faut appliquer l'orthèse avec le "P" près de la paume
- Des fils à revêtement plastifié simplifient la modification de la largeur du doigt et la fluctuation des oedèmes
- Le coussinet distal profilé répartit uniformément la pression, assurant un contact de surface total
- Lavable à la main
- Séchage à l'air

Pour déterminer la taille, tendre le doigt correspondant de la main non atteinte, et mesurer la distance entre le pli palmaire distal et le pli distal du doigt.

Spécificités techniques

EAN	5028318374748
TVA	5.5 %
LPPR	Code générique: 2156864 (16.68 € TTC), Code individuel: 7181281 (16.68 € TTC)

Taille	XS
Long.	5,1cm
Couleur	Blanc
Condit.	à l'unité
Top vente	Oui