

## Anneaux individuels Oval-8®

Réf : 091038538



### Description du produit

- Orthèses de doigt solides en plastique transparent moulé de 1,6mm
- Stabilisent et alignent l'articulation de l'IPP et de l'IPD afin d'améliorer la fonction de la main
- Il est possible d'utiliser 2 orthèses Oval-8 pour le repos et le contrôle en immobilisant l'IPP ou l'IPD
- Chaque orthèse Oval-8 complète tournée à 180° et additionnée d'une demi taille s'adapte aux fluctuations de l'oedème et à la température qui peut affecter la taille du doigt
- La taille est déterminée en utilisant le guide de tailles

- Peuvent être modifiées en chauffant avec un pistolet à air chaud

## Spécificités techniques

|        |               |
|--------|---------------|
| EAN    | 5028318319244 |
| TVA    | 20 %          |
| Taille | T5            |
| Qté    | Sachet de 5   |