



Attelle postérieure anti-équain Rolyan® taille S

Réf : 081269109

Marque : Rolyan®

Description du produit

- Multi-usages
- Support semi-rigide en polypropylène
- Légère
- Favorise la dorsiflexion des extrémités flasques
- Se porte avec la plupart des chaussures plates
- Des modifications mineures peuvent être apportées avec un pistolet à air chaud
- Sangle Super Strap 5cm incluse

Spécificités techniques

EAN	5028318359837
TVA	20 %
LPPR	Code générique: 2122138 (76.22 € TTC), Code individuel: 7181170 (76.22 € TTC)
Désign.	Pied droit - Pointure 35 - 37
Pied	Droit
Taille	S

Long.	Pied 47cm
Point.	35 - 37
Sans latex	Oui