



Support de poignet avec renfort palmaire amovible Mueller®

Réf : 091543990

Marque :



Description du produit

- Renfort palmaire rigide amovible
- Soulage la douleur associée au syndrome du canal carpien
- Rembourrage sur le pourtour du support pour un confort accru
- Sangle enroulable ajustable
- Tissu aéré
- Soutien maximal
- Taille unique

Spécificités techniques

EAN	5028319219147
TVA	20 %
LPPR	Code générique: 2159526 (56.64 € TTC)
Couleur	Beige
Circonf.	Poignet 15 - 22cm
Condit.	1