





Bandes élastiques de musculation 2,5m avec pochette de transport THERABAND®

Réf : 091546076

Marque : THERABAND®



Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	allongement 100%	Augmentation de la résistance
Maximale	14.2 lbs 6.5 kg		40%
Extrêmement Elevée	10.2 lbs 4.6 kg		40%
Elevée	7.2 lbs 3.3 kg		25%
Extra Forte	5.9 lbs 2.6 kg		25%
Forte	4.6 lbs 2.1 kg		25%
Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg		25%
Faible	3 lbs 1.3 kg		25%
Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg		—

Description du produit

- Livret d'exercices livré avec les bandes élastiques THERABAND
- Bandes élastiques livrées avec une pochette de transport avec fermeture éclair
- Système d'entraînement basé sur la résistance progressive, un code couleur suivant la résistance des bandes de

musculature vous aiguille pour faire le bon choix de bande élastique

- Economiques, portables et polyvalentes, les bandes élastiques THERABAND® en latex améliorent la musculature, la mobilité et la souplesse
- Des exercices scientifiquement conçus sont utilisés pour la réhabilitation après des blessures, pour l'amélioration des capacités fonctionnelles des personnes âgées, les performances athlétiques et le traitement de nombreuses maladies chroniques
- Bandes élastiques de 2.5m vendues à l'unité

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN	0087453121926
TVA	20 %
Résist.	Jaune - Faible - 1.3 kg
Couleur	Jaune
Long.	2,5m