

Jauge de pincement hydraulique Jamar®

Réf : 081187343

Marque : Jamar



Description du produit

- Libère la main du patient pour exécuter une mesure de pincement exacte car c'est le thérapeute et non le patient, qui supporte le poids de la jauge
- L'aiguille rouge reste en place à la pression maximum mesurée jusqu'à l'effacement des données
- Mesure la force de pincement jusqu'à 20kg
- Notice d'utilisation et valise de rangement incluses
- Garantie de 1 an

Spécificités techniques

EAN	5028318272167
TVA	20 %
Désign.	Jauge de pincement hydraulique Jamar®
Top vente	Oui

