



Calibre médical de mesure de pli cutané Jamar®

Réf : 091140441

Marque : Jamar



Description du produit

- Exerce une pression standard pour la mesure du pli cutané en nutrition, répartition de la graisse, croissance des enfants, anthropométrie et dans d'autres applications
- Lecture jusqu'à 60mm
- Construction solide en aluminium léger pour des années d'utilisation fiable
- Poignée ergonomique avec sangle de sécurité
- Valise de transport de protection et manuel d'utilisation inclus

Spécificités techniques

EAN 5028318418602

TVA 20 %