

Goniomètre de doigt / orteil 15cm Baseline



Réf : 091140631

Description du produit

Ces goniomètres en acier inoxydable de qualité professionnelle sont faciles à lire. Les mesures sont inscrites en pouces et en centimètres, et affichent clairement les degrés. Les goniomètres sont disponibles séparément ou en jeu de 6 pièces (le set de goniomètre est livré avec une valise de rangement).

Caractéristiques de ces goniomètres de doigt ou d'orteil Baseline :

- Mesure l'amplitude des mouvements des articulations des doigts (métacarpo-phalangiennes et inter-phalangiennes) et des autres petites articulations tels que les orteils
- Le cadre a deux échelles opposées à 180° avec précision de 5°
- Graduation en pouces et en centimètres sur un bras

Spécificités techniques

EAN	5028318049042
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Top vente	Oui
-----------	-----