



Tubes élastiques de musculation avec poignées en mousse THERABAND®

Réf : 7500047

Marque : THERABAND®

Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	40%	
Extrêmement Elevée	10.2 lbs 4.6 kg	40%	
Elevée	7.5 lbs 3.3 kg	25%	
Extra Forte	5.9 lbs 2.6 kg	25%	
Forte	4.6 lbs 2.1 kg	25%	
Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	25%	
Faible	2.9 lbs 1.3 kg	25%	
Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg	—	

Description du produit

Solution prête à l'emploi, ces tubes élastiques de musculation avec poignées en mousse apportent un grand confort dès leur prise en main.

Ces élastiques de fitness sont disponibles avec un Retail Pack. Instructions incluses.

Caractéristiques de ces tubes élastiques de musculation THERABAND:

- Poignées mousse pour une prise en main confortable
- 6 niveaux de résistance

Attention : Ces produits contiennent du caoutchouc naturel (latex) pouvant provoquer des réactions allergiques.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN	0087453217216
TVA	20 %
Modèle	Sans retail Pack - Jaune - Faible - 122 cm
Couleur	Jaune
Résist.	Faible
Long.	122 cm