

Flexbar® THERABAND®

Réf : 091540723

Marque : THERABAND®



Système de Trusted Progression™

Couleur	Niveau	Résistance allongement 100%	Augmentation de la résistance
	Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	40%
	Entraînement Elevé	10.2 lbs 4.6 kg	40%
	Elevé	7.5 lbs 3.3 kg	25%
	Extra Forte	5.8 lbs 2.6 kg	25%
	Forte	4.6 lbs 2.1 kg	25%
	Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	25%
	Faible	3 lbs 1.3 kg	25%
	Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg	—

Description du produit

Le Flexbar de THERABAND est un exerciceur léger et facile à transporter. Le Flexbar a pour avantage d'être facile à tenir pour un entraînement ou une rééducation des mains, des poignets, des avant-bras et des épaules.

Chaque barre d'exercice Flexbar mesure 30cm et est disponible en 4 diamètres a des niveaux de résistance croissants.

Force requise pour plier le Flexbar en forme de "U" :

Jaune 2,5kg

Rouge 4,5kg

Vert 7kg

Bleu 11kg

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN	00087453123449
-----	----------------

TVA	20 %
-----	------

Résist.	Jaune - Très faible
---------	---------------------

Couleur	Jaune
---------	-------

Top vente	Oui
-----------	-----