

## Table de traitement pédiatrique Homecraft

Réf : 091158104

Marque : Homecraft



### Description du produit

Cette table de traitement pédiatrique colorée est, comme son nom l'indique, destinée à l'examen ou le traitement des plus jeunes.

**Cette table de traitement pédiatrique possède de nombreuses caractéristiques avantageuses :**

- Sellerie : solidité et confort maximum. Revêtement PVC
- Très stable et robuste
- Quatre roulettes (avec de frein) assurant une excellente manoeuvrabilité
- Cadre haut (16cm du sol) permettant l'utilisation d'un lève-personnes
- Barrières latérales rembourrées
- Dégagement requis de 160cm pour manoeuvrer l'ensemble
- Garantie 2 ans
- Existe en deux versions : table de traitement électrique ou hydraulique
- La version électrique est livrée avec une poignée de commande
- Prise Europe

Prise Europe

### Spécificités techniques

EAN 5028318885664

TVA 20 %

Modèle	Electrique
Long. totale	1m82 (abaissée)
Larg.	85cm (avec barrières latérales)
Dim. (L x l)	Sellerie 1m50 x 70cm
Haut. mini-maxi	44 - 86cm
Poids	75kg
Poids maximum	180kg
Top vente	Oui