



Escaliers de rééducation pédiatriques

Réf : 091139658

Description du produit

Idéal pour les séances thérapeutique en pédiatrie, spécialement conçu pour les enfants.

- Version basse des escaliers en angles opposés
- Les escaliers pédiatriques sont colorés, ils encouragent la confiance et l'apprentissage
- Un côté avec 4 marches de 115mm de profondeur
- Un côté avec 3 marches de 150mm de profondeur

Spécificités techniques

EAN	5028318420650
TVA	20 %
Haut. mini-maxi	38 à 75 cm (rampe)
Long. totale	112 cm
Larg. Totale	94 cm
Poids maximum	64 kg