



Siège de bain Savannah™

Réf : 081124445

Marque : Homecraft

Description du produit

Ce siège de bain est fabriqué à partir des mêmes lattes en plastique renforcées et lisses que la [planche de bain Savannah](#) pour un siège solide, confortable à évacuation rapide, qui convient à la fois au bain et à la douche.

Ce siège de bain surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant

Caractéristiques de ce siège de bain :

- En plastique et acier inoxydable
- Assise solide et confortable
- Lattes pour l'évacuation de l'eau
- Utilisation dans la baignoire / sous la douche
- Très stable - 4 ventouses
- Disponible en trois hauteurs différentes

Spécificités techniques

EAN	5028318002399
TVA	20 %
Couleur	Blanc
Dim. (L x l x h)	45,5 x 29 x 30,5cm

Empreinte au sol	34,5 x 30cm
Poids	3,2kg
Poids maximum	190kg
Top vente	Oui