

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Sièges de douche mural](#)



Siège de douche mural rembourré Tooting - Homecraft

Réf : 081305390

Marque : Homecraft

Description du produit

Ce siège de douche mural peut être replié lorsqu'il n'est pas utilisé pour optimiser l'espace. Il a deux pieds réglables en hauteur à l'avant pour fournir un soutien et une stabilité supplémentaires.

Caractéristiques de ce siège de douche mural :

- Cadre solide en plastique, aluminium et acier résistant à la corrosion
- Assise rembourrée de mousse confortable
- Pieds ajustables par système de clips (deux hauteurs)
- Embouts antidérapants à l'extrémité des pieds pour plus de sécurité

Spécificités techniques

EAN	5028318169405
TVA	20 %
Couleur	Gris
Haut. mini - maxi	Siège 48,5 - 59cm
Dim. (L x l)	Siège 39 x 33cm
Poids	4,9kg

Poids maximum

159kg