

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Chaises de douche](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Tabourets de douche](#)



Chaise de douche avec siège profilé

Réf : 091075290

Description du produit

Cette chaise de douche possède un siège profilé qui est conçu pour procurer un plus grand confort à l'utilisateur. Les bords relevés du siège ont des poignées de préhension pour donner à l'utilisateur une confiance et une stabilité accrues. Pour un soutien supplémentaire, l'assise est disponible avec un dossier incurvé.

Avec un cadre en aluminium et un siège en plastique moulé, ce tabouret de douche est à la fois léger et résistant à la corrosion

Caractéristiques de ce tabouret de douche :

- Cadre aluminium léger et résistant
- Assise incurvée confortable en plastique moulé
- Rebords surélevés avec poignées incorporées
- Evacuation rapide de l'eau
- Réglable en hauteur

Avec dossier

Spécificités techniques

EAN

5028318208012

TVA	20 %
Modèle	Avec dossier
Couleur	Blanc
Dim. (L x l)	Siège 51 x 32cm
Haut. mini - maxi	Siège 40,5 - 51cm
Empreinte au sol (au plus bas)	44 x 45cm
Haut. Totale	84cm
Empreinte au sol (au plus haut)	49 x 49cm
Poids	3kg
Poids maximum	182kg