

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Chaises de douche](#)



Chaises de douche Harrogate Homecraft

Réf : 091075993

Marque : Homecraft



Description du produit

Cette gamme est constituée de chaises de douche robustes de qualité. Leur siège en plastique est incurvé pour plus de confort et comporte des trous de drainage pour les excès d'eau. Les versions statiques sont équipées d'embouts pour réduire les glissades et les chaises de douche à roulettes sont équipées de quatre roulettes avec frein.

Caractéristiques de ces chaises de douche :

- Confortables
- Siège en plastique profilé et perforé
- Cadre en acier
- quatre versions : fixe ou ajustable en hauteur, avec ou sans roulettes
- Embouts antidérapants
- Roulettes avec freins (Ø 7,5cm) pour les versions équipées

Spécificités techniques

EAN

5028318163007

TVA	20 %
Désign.	Chaise hauteur ajustable sans roulettes
Dim. (L x l) Siège	43 x 40cm
Haut. Siège	48,5 - 66cm
Haut. Accoudoir	22,5cm
Dist. entre accoudoirs	56cm
Empreinte au sol	50,8 x 57,2cm
Poids	7,8kg
Poids maximum	165kg