

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Brosses et éponges de bain](#)



Éponge avec manche flexible Sammons Preston

Réf : 081202878

Marque : Sammons Preston



Description du produit

Contrairement aux éponges avec manche classiques, cette éponge à long manche ne nécessite pas l'utilisation d'un pistolet thermique pour changer de forme. Il est possible de plier et redresser manuellement l'éponge avec manche plusieurs fois pour obtenir l'angle parfait et atteindre toutes les parties du corps.

Cette éponge avec manche flexible est sans latex et peut être utile à chacun. Pouvant servir de brosse pour le dos, cette éponge avec manche peut également aider les personnes après une chirurgie de la hanche qui ne peuvent se plier pour se laver les jambes. Le long manche facilite le nettoyage des pieds des personnes atteintes de diabète. Atteindre son dos est un jeu d'enfant même avec une mobilité limitée de l'épaule, il suffit de plier la poignée pour transformer l'éponge en brosse pour le dos. Elle est également utile pour les personnes âgées et ceux qui cherchent à accroître leur autonomie pendant le bain.

Caractéristiques de cette éponge avec manche flexible :

- La poignée pliable facilite l'atteinte de différentes zones du corps
- Se courbe manuellement et se redresse facilement
- Cette éponge avec manche polyvalente peut être utilisée sous la douche ou dans le bain pour simplifier le lavage des zones difficiles à atteindre (dos, pieds...)

Profilée

Spécificités techniques

EAN	5028318287550
TVA	20 %
Modèle	Eponge profilée
Long. totale	56cm
Couleur	Bleu
Poids	60g