

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)



Barre d'appui latérale Suédoise Homecraft

Réf : 091078393

Marque : Homecraft

Description du produit

Facilite l'entrée et la sortie de la baignoire. Aide à s'asseoir et à se relever.

- Prise en main sûre
- Poignée inclinée à placer au dessus du rebord de la baignoire
- Hauteur ajustable par système de clip
- Bras de fixation réglables en hauteur et en profondeur
- Rebords intérieur et extérieur de la baignoire protégés par des patins en caoutchouc antidérapants
- La plaque est à visser au sol

Spécificités techniques

EAN	5028318009763
TVA	20 %
Couleur	Chromée
Ajust. mâchoire de serrage	3 - 9 cm
Dim. plaque de fixation au sol	26,5 x 2,5cm
Haut. Poignées	54,5 - 74,5cm

Haut. mesurée au rebord de la baignoire	35 - 59cm
Long. Poignée	17,5cm
Poids	2,6kg
Poids maximum	150kg