

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Toilettes et incontinence](#) > [Barres d'appui relevables](#)

Barre d'appui WC Linido

Réf : 091203959



Description du produit

Cette barre d'appui pour WC à charnière de conception unique fournit à l'utilisateur une assistance stable lors de l'assise ou de la levée des toilettes.

Caractéristiques de cette barre d'appui WC :

- Le rail se bloque automatiquement en position verticale lorsqu'il est relevé
- Tube en acier époxy
- Vendue à l'unité

Spécificités techniques

EAN	5028318934942
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Long.	90cm
-------	------

Projection depuis le mur quand relevée	21,5cm
Dim. Plaque de fixation (L x l)	25 x 11,5cm
Poids	1,2kg
Poids maximum	150kg