

Siège de toilettes Savannah sans abattant Homecraft

Réf : 091079185

Marque : Homecraft



Description du produit

Léger, entièrement en plastique, robuste et durable, le siège de toilette Savannah présente une surface légèrement profilée pour un confort accru. Le siège est légèrement incliné de l'arrière vers l'avant pour permettre une descente et une montée plus faciles, et dispose d'une protection antiéclaboussures profonde pour minimiser les encrassements. Résistant aux taches et aux odeurs, il est entièrement scellé et facile à nettoyer.

La grande découpe arrière du siège de bain Savannah laisse un dégagement suffisant pour le coccyx et, combinée à la pente douce du siège, permet une bonne hygiène corporelle à l'arrière. La large découpe à l'avant facilite également l'accès pour le nettoyage intime.

Les deux supports en plastique moulé en forme de L du siège de bain Savanah sont dotés de tampons antidérapants en caoutchouc collés pour maintenir le siège de toilette fermement en place. Ces supports peuvent être facilement ajustés pour s'adapter à la plupart des tailles et formes de toilettes, grâce à l'utilisation de deux gros boutons rotatifs cannelés. Cela facilite et accélère le montage et le démontage du siège.

Le siège de toilettes Savanah ne possède pas de support avant ni de bouton de rotation avant pour éviter les accrocs à la peau ou aux vêtements. Le devant est sécurisé par une lèvre.

Caractéristiques du siège de toilettes sans abattant :

- Légère inclinaison pour une assise / une levée facile
- Grandes découpes avant et arrière pour faciliter l'hygiène personnelle
- Pare-éclaboussures profond pour minimiser les salissures
- Conception légère et solide
- Attaches rainurées pour fixations latérales solides
- S'adaptent sur la plupart des cuvettes de taille standard.
- Nettoyage facile
- Emballage individuel

Ce modèle est également disponible en [siège de toilettes avec abattants](#).

Spécificités techniques

EAN	5028318211203
TVA	20 %
Haut.	5 cm
Long. totale	40 cm
Larg. Totale	41 cm (avec fixations)
Ouverture	27 x 21 cm
Poids	785 g
Poids maximum	190 kg
Top vente	Oui