



Siège de toilettes Taunton Homecraft

Réf : 091079383

Marque : Homecraft

Description du produit

Le siège de toilettes surélevé Taunton de Homecraft est délicatement profilé pour plus de confort et permet aux utilisateurs à mobilité réduite de monter et descendre plus facilement des toilettes. L'ouverture est allongée par rapport à la plupart des sièges et présente une découpe à l'avant pour l'hygiène intime. Le siège de toilettes est légèrement incliné vers l'avant pour faciliter l'assise et la levée. Le siège est entièrement scellé et facile à nettoyer pour un usage à domicile ou en milieu professionnel.

Le siège de toilettes surélevé Taunton de Homecraft est facile à installer et offre des ajustements rapides. Trois supports moulés en plastique permettent un ajustement externe pour s'adapter à la plupart des toilettes.

Caractéristiques de ce siège de toilettes :

- Assise profilée confortable
- Large découpe frontale
- Légèrement incliné vers l'avant pour aider lors de la levée / de l'assise
- Repose sur des fixations latérales
- Facile à nettoyer
- Disponible en 3 hauteurs : 5, 10 et 15cm

Spécificités techniques

EAN	5028318945757
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Haut.	15cm
Ouverture	31 x 22cm
Poids	1,8kg
Poids maximum	152kg
Top vente	Oui