



Bassin de lit Economy

Réf : 091081827

Description du produit

Ce bassin de lit polyvalent est fait de plastique blanc et possède une poignée et des découpes moulées pour un transport facile. Il est facile de nettoyer avec de la vapeur, de l'eau ou des produits chimiques.

Caractéristiques :

- En plastique
- Avec encoches pour faciliter le transport

Spécificités techniques

EAN	5028318417667
TVA	20 %
Long.	39cm
Prof.	10cm
Larg. Rebord	4,5cm
Poids	405g
Poids maximum	150kg

