



Urinal Homme Homecraft

Réf : 091081777

Marque : Homecraft

Description du produit

Cet urinal homme en polypropylène transparent de haute qualité possède une poignée et un couvercle à déclic et un bouchon hermétique. Il a une capacité de 1250ml. C'est un équipement indispensable pour les personnes alitées ou souffrant d'incontinence.

Caractéristiques :

- Plastique polypropylène transparent
- Avec couvercle anti-renversement et poignée de transport
- Gradué pour mesurer le volume
- Autoclavable
- Un adaptateur est disponible
- Un porte urinal est disponible

Spécificités techniques

EAN	5028318012404
TVA	20 %
Désign.	Adaptateur pour urinal homme
Poids	109g

