



Urinal plat

Réf : 091081785

Description du produit

Cet urinal plat peut être utilisé dans un lit, sur un siège ou un fauteuil roulant. Cet urinal est donc un équipement incontournable pour les personnes à faible mobilité, les personnes alitées ou les personnes souffrant d'incontinence.

Caractéristiques de cet urinal :

- Matériau plastique
- Bouchon en caoutchouc

Spécificités techniques

EAN	5028318012435
TVA	20 %
Couleur	Blanc
Capacité	1 litre
Dim. (L x l x h)	15 x 36 x 5cm
Ouverture	16,5 x 9cm

Poids

230g