



Urinal Femme col de cygne Homecraft

Réf : 091081728

Marque : Homecraft

Description du produit

Cet urinal pour femme peut être utilisé en position debout ou couchée. Léger et durable, il possède des marquages latéraux pour mesurer la contenance. Cet urinal femme est également très facile à prendre en main grâce à sa poignée, ce qui le rend utilisable et transportable par les personnes qui ont une faible force dans les mains.

Caractéristiques :

- Polypropylène moulé transparent
- Poignée intégrée
- Forme anatomique à l'ouverture
- Facile à nettoyer

Spécificités techniques

EAN	5028318012329
TVA	20 %
Capacité	1 litre
Condit.	Sachet plastique
Poids	160g

Top vente

Oui