



Urinal Femme Economy

Réf : 091082049

Marque : Homecraft

Description du produit

Cet urinal femme a une poignée pour faciliter son utilisation et son transport. Il a été conçu anatomiquement pour permettre une utilisation en position assise, debout ou couchée.

Caractéristiques de cet urinal féminin :

- Capacité 800ml
- Avec graduations pour connaître la contenance
- Autoclavable à 135°C

Spécificités techniques

EAN	5028318395651
TVA	20 %
Capacité	800ml
Poids	110g