



Coussin d'absorption incontinence - Protection de siège réutilisable

Réf : 091082114

Description du produit

Cette protection de siège lavable en machine peut être utilisée sur une chaise, un siège auto ou un fauteuil roulant. Le revêtement supérieur en polyester brossé reste au sec et la couche absorbante matelassée confèrent à cette protection de siège un degré élevé d'absorption et de confort.

Caractéristiques de cette protection de siège :

- Confortable
- Revêtement en polyester brossé - reste sec
- Intérieur absorbant matelassé
- Revers imperméable - empêche tout débordement et protège le siège
- Lavable en machine

Spécificités techniques

EAN	5028318344123
TVA	20 %
Motif	Bleu
Dim.	49 x 60 cm
Capacité d'absorption	1 litre
Top vente	Oui

