



Protège matelas absorbant imperméable - Incontinence

Réf : 091082577

Description du produit

Ce protège matelas imperméable, lavable en machine et réutilisable, contient cinq couches d'un matériau qui absorbe et retient rapidement les liquides. La couche supérieure garde l'utilisateur au sec et la couche inférieure est imperméable pour protéger le meuble.

Caractéristiques de ce protège matelas imperméable :

- Réutilisable
- 5 couches de matériaux absorbent et bloquent le liquide à l'intérieur
- Lavable en machine
- Disponible en deux niveaux d'absorption - 1,8 litres et 3 litres

Spécificités techniques

EAN	5028318344918
TVA	20 %
Modèle	Capacité d'absorption 1.8 L - 90 x 90 cm