



Protège matelas imperméable Economy Super

Réf : 091161140

Description du produit

Ce protège matelas imperméable ultra-absorbant comporte des rabats pour le maintenir en toute sécurité sur le lit. Il comporte également un support imperméable pour une protection supplémentaire et un plateau matelassé pour une dispersion plus rapide de l'urine.

Caractéristiques de ce protège matelas imperméable :

- Très absorbant
- Extrémités rabattables sous le matelas
- Reste bien en place
- Envers imperméable - excellente protection
- Partie supérieure matelassée - dispersion rapide de l'urine
- Bleu clair
- Lavable à 95°C
- Composition : Polyester et PVC

Spécificités techniques

EAN	5028318888702
TVA	20 %
LPPR	1207453 (6.86 € TTC)
Couleur	Bleu ciel
Dim.	86 x 90cm

Capacité d'absorption	3 litres
Poids	0,7 kg
Top vente	Oui