



grande cuillère à long manche flexible

Réf : 081002815

Description du produit

Ces couverts à manche souple peuvent être réglés ou positionnés dans une variété de directions. Ils s'enroulent facilement autour de la main et du poignet. Le manche en mousse inclut une sangle Velcro de 250 mm de long pour améliorer la fixation du couvert sur la main.

Léger, le couvert ne pèse que 113g et mesure 356 mm.

Caractéristiques :

- Polyvalent et léger
- Manche souple en mousse à cellules fermées
- S'enroule facilement autour de la main et du poignet
- Sangle Velcro incluse
- Lave-vaisselle jusque 50°C

Spécificités techniques

EAN	5028318941582
TVA	20 %
Désign.	Cuillère à soupe
Long. Manche	35,5cm

Couleur	Bleu
Ø	Manche 2,5cm
Long.	Sangle 25cm
Poids	113g
Lave-vaisselle	Oui