



Rebord d'assiette Invisible™

Réf : 081003128

Description du produit

Le rebord d'assiette permet de manger de manière plus autonome et d'améliorer la qualité de vie. Il est composé d'un anneau en plastique résistant aux températures élevées. Il est conçu pour se clipser sur le rebord d'une assiette.

Caractéristiques de ce rebord d'assiette :

- Plastique rigide transparent
- S'adapte facilement sur les assiettes
- Garanti lave vaisselle jusque 50°C
- Invisible et moins stigmatisant
- Rebord droit de grande qualité

Spécificités techniques

EAN	5028318941711
TVA	20 %
Taille	Grand
Ø ext. assiette	21,5 à 25cm
Haut.	3cm

Couleur	Transparent
Lave-vaisselle	Oui