



Assiette creuse Medeci

Réf : 091099035

Description du produit

Fabriquée à partir de plastique résistant, cette assiette creuse facilite le ramassage des aliments. Le large rebord profilé la rend plus facile à saisir. Cette assiette creuse est légère, empilable et va au lave-vaisselle.

Caractéristiques de cette assiette creuse Medeci :

- Matériau polycarbonate
- Large rebord pour une prise en main facile
- Légère
- Superposable
- La température de la plaque du four ne doit jamais atteindre une température de 100 °C
- Lavable au lave vaisselle jusqu'à une température de 95°C

Spécificités techniques

EAN	5028318417773
TVA	20 %
Couleur	Bleu
Ø ext. assiette	24cm
Ø int. assiette	18cm

Prof.	2,5cm
Poids	180g
Lave-vaisselle	Oui