

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Fournitures pour repas](#) > [Assiettes et accessoires](#)



Bol ventouse

Réf : 081005693



Description du produit

Bol ventouse spécialement étudié pour manger d'une seule main ou pour les personnes faibles grâce à son rebord haut. Il dispose d'une ventouse amovible permettant de le fixer à la table pour gagner en sécurité.

Caractéristiques de ce bol ventouse :

- Base antidérapante amovible incluse
- Garantie micro-ondes et lave-vaisselle domicile sauf ventouse
- Coordonné avec l'[assiette ventouse](#) - AA5607

Spécificités techniques

EAN	5028318941964
TVA	20 %
Ø ext. assiette	15 cm
Haut.	7,8 cm
Poids	120 g

Lave-vaisselle

Oui