

Assiette inclinée ronde

Réf : 081005636



Description du produit

Cette assiette ronde est particulièrement utile grâce à son rebord haut et à son fond incliné. Incassable. Base antidérapante en caoutchouc.

Caractéristiques de cette assiette inclinée :

- Haut rebord et fond incliné
- Résistante
- Assiette antidérapante grâce à une base en caoutchouc
- Non recommandée pour les micro-ondes
- Garantie au lave-vaisselle

Spécificités techniques

EAN	5028318941940
TVA	20 %
Couleur	Jaune
Ø ext. assiette	20cm
Poids	90g
Lave-vaisselle	Oui

