



Gobelet 2 anses Homecraft - Lot de 2

Réf : 091099571

Marque : Homecraft

Description du produit

- Grandes poignées ergonomiques
- Translucide
- Graduations imprimées sur la timbale
- Lavable au lave-vaisselle, sauf son couvercle qui doit être nettoyé séparément à l'eau chaude savonneuse
- 2 gobelets avec 2 couvercles à bec et 2 couvercles anti-renversement.

Spécificités techniques

EAN	5028318028108
TVA	20 %
Cont.	270 ml
Condit.	2 gobelets avec 1 couvercle avec bec et 1 couvercle anti-renversement chacun
Poids	158 g
Lave-vaisselle	Oui

