



## Barre de lit base large Homecraft®

Réf : 091325752

Marque : Homecraft

### Description du produit

Cette barre de lit à lattes est conçue pour les personnes qui ont besoin d'un effet de levier supplémentaire pour se lever ou s'asseoir. Elle convient aux lits à lattes et possède un grand cadre de base pour une stabilité maximale sous le matelas.

Cette barre de lit à base large possède un grand cadre élargi pour offrir une meilleure stabilité et supporter un poids allant jusqu'à 190 kg.

Livrée avec 2 sangles et 2 clips.

Partie montante : 48 cm de hauteur et 35 de largeur

#### Caractéristiques :

- Grand cadre base élargie pour une meilleure stabilité

### Spécificités techniques

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| EAN          | 5028319037185                                         |
| TVA          | 20 %                                                  |
| Base (L x l) | 70 x 62,5cm                                           |
| Haut. Totale | partie montante : 48cm de hauteur pour 35 cm de large |
| Couleur      | Blanc                                                 |

Poids maximum

190kg