



Réhausseurs de lits en bois Homecraft

Réf : 091088863

Marque : Homecraft

Description du produit

Ces rehausseurs de lit sont constitués de cubes en bois dur, avec un évidement dans la partie supérieure et une base en bois supplémentaire pour une plus grande stabilité.

Caractéristiques :

- Solides
- Base en bois supplémentaire pour plus de stabilité

Spécificités techniques

EAN	5028318016921
TVA	20 %
Condit.	Lot de 4
Ø int.	7,5cm
Haut. Cube	18cm
Haut. Elévation	13cm
Dim.	Base 15cm²

Poids	425g
Poids maximum	380kg
Top vente	Oui