

[Aides à la mobilité](#) > [Canes, béquilles et accessoires](#) > [Canes](#)



Canne de marche poignée ergonomique

Réf : 091325513

Marque : Days

Description du produit

- Légère
- Fût en aluminium
- Poignée confortable qui répartit le poids sur l'ensemble de la paume
- Embout caoutchouc antidérapant

Spécificités techniques

EAN	5028319036942
TVA	10 %
LPPR	Code générique: 1296787 (12.2 € TTC), Code individuel: 6284346 (12.2 € TTC)
Main	Gauche
Haut.	73 - 96cm
Poids	380g
Poids maximum	125kg